



F/exSH

**ALK/ROS1 Distinguish Probe**

REF Z-2203-50 5 (0,05 ml)

REF Z-2203-200 20 (0,2 ml)

Pro kvalitativní detekci translokací zahrnujících lidský gen ALK na 2p23.1-p23.2 a lidský gen ROS1 na 6q22.1 pomocí fluorescenční *in situ* hybridizace (FISH)

4250380P283RD

Diagnostický zdravotnický prostředek *in vitro*

podle IVDR (EU) 2017/746

**1. Zamýšlený účel**

Sonda F/exSH ALK/ROS1 Distinguish Probe (PL161) je určena ke kvalitativní detekci translokací zahrnujících lidský gen ALK na 2p23.1-p23.2 a lidský gen ROS1 na 6q22.1 ve formalínem fixovaných, do paraformalínu vložených vzorcích, jako je nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC), pomocí fluorescenční *in situ* hybridizace (FISH). Sonda je určena k použití v kombinaci se sadou F/exSH-Tissue Implementation Kit (prod. č. Z-2182-5/-20).

Výrobek je určen pouze pro profesionální použití. Všechny testy s použitím výrobku by měly být prováděny v certifikované, licencované laboratoři anatomické patologie pod dohledem patologa/humánního genetika kvalifikovaným personálem.

Sonda je určena jako pomůcka pro diferenciální diagnostiku NSCLC a léčebná opatření by neměla být zahájena pouze na základě výsledku testu.

**2. Princip testu**


Technika fluorescenční *in situ* hybridizace (FISH) umožňuje detekci a vizualizaci specifických sekvencí nukleových kyselin v buněčných preparátech. Fluorescenčně značené fragmenty DNA, tzv. sondy FISH, a jejich komplementární cílové řetězce DNA v preparátech jsou při hybridizaci společně denaturovány a následně se nechají annealovat. Poté se nespecifické a nenavázané fragmenty sond odstraní pomocí promývacích kroků. Po protibarvení DNA pomocí DAPI se hybridizované fragmenty sond vizualizují pomocí fluorescenčního mikroskopu vybaveného excitačními a emisními filtry specifickými pro fluorochromy, kterými byly fragmenty sond FISH přímo označeny.

**3. Dodaná činidla**

F/exSH ALK/ROS1 Distinguish Probe se skládá z:

- Polynukleotidy značené ZyGreen (excitace 503 nm/emise 528 nm) (~10,0 ng/μl), které jsou zaměřeny na sekvence mapující 2p23.1-p23.2\* (chr2:29 460 144-30 095 822) proximálně k oblasti zlomu ALK a 6q22.1\* (chr6:116 912 298-117 627 255) proximálně k oblasti zlomu ROS1 (viz obr. 1).
- Polynukleotidy značené ZyOrange (excitace 547 nm/emise 572 nm) (~2,5 ng/μl), které jsou zaměřeny na sekvence mapující 2p23.2\* (chr2:29,174,204-29,383,335) distálně od oblasti zlomu ALK a 6q22.1\* (chr6:116,659,135-117,871,701) distálně od oblasti zlomu ROS1 (viz obr. 1).
- ZyBlue (excitace 418 nm/emise 467 nm) značené polynukleotidy (~70,0 ng/μl), které se zaměřují na sekvence mapující oblast 6q22.1\* (chr6:116,671,642-117,260,761) proximálně od oblasti zlomu ROS1, která se kolokuje se zeleně značenými polynukleotidy ROS1 a v oblasti 6q22.1-q22.2\* (chr6:117,765,211-118,444,005) distálně od oblasti zlomu ROS1, kde se kolokují oranžově značené polynukleotidy ROS1 (viz obr. 1).
- Formamidový hybridizační pufr

\*podle sestavy lidského genomu GRCh37/hg19



Obr. 1: Nahoře: Mapa sond SPEC ALK, dole: Mapa sond : SPEC ROS1 (není v měřítku)

F/exSH ALK/ROS1 Distinguish Probe je k dispozici ve dvou velikostech:

- Z-2203-50: 0.05 ml (5 reakcí po 10 μl)
- Z-2203-200: 0.2 ml (20 reakcí po 10 μl)

#### 4. Požadované, ale neposkytované materiály

- FlexISH-Tissue Implementation Kit (prod. č. Z-2182-5/-20)
- Pozitivní a negativní kontrolní vzorky
- Mikroskopická sklíčka, kladně nabitá
- Vodní lázeň (37 °C, 98 °C)
- Hybridizér nebo horká deska
- Hybridizátor nebo vlhkostní komora v hybridizační peci
- Nastavitelné pipety (10 µl, 25 µl)
- Barvicí nádoby nebo lázně
- Časovač
- Kalibrovaný teploměr
- Etanol nebo reagenční alkohol
- Xylen
- Deionizovaná nebo destilovaná voda
- Krycí sklíčka (22 mm x 22 mm, 24 mm x 60 mm)
- Pryžový cement, např. Fixogum Rubber Cement (prod. č. -E400550/-125) -nebo podobný.
- Vhodně udržovaný fluorescenční mikroskop (400-1000x)
- Ponorný olej schválený pro fluorescenční mikroskopii
- Vhodné sady filtrů

#### 5. Skladování a manipulace

Skladujte při teplotě 2-8 °C ve svislé poloze chráněné před světlem. Používejte chráněné před světlem. Ihned po použití vraťte do skladovacích podmínek. Nepoužívejte činidla po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku. Při odpovídajícím zacházení je přípravek stabilní až do data použitelnosti uvedeného na štítku.

#### 6. Upozornění a bezpečnostní opatření

- Před použitím si přečtěte návod k použití!
- Nepoužívejte činidla po uplynutí doby použitelnosti!
- Tento výrobek obsahuje látky (v nízkých koncentracích a objemech), které jsou zdraví škodlivé a potenciálně infekční. Vyvarujte se jakéhokoli přímého kontaktu s činidly. Přijměte vhodná ochranná opatření (používejte jednorázové rukavice, ochranné brýle a laboratorní oděv)!
- Jakoukoli závažnou událost, ke které došlo v souvislosti s výrobkem, nahlase výrobcí a příslušnému úřadu v souladu s místními předpisy!
- Pokud se činidla dostanou do kontaktu s kůží, okamžitě ji opláchněte velkým množstvím vody!
- Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list materiálu.
- Reagencie nepoužívejte opakovaně, pokud není opakované použití výslovně povoleno!
- Vyvarujte se křížové kontaminace vzorků, protože to může vést k chybným výsledkům.
- Sonda by neměla být delší dobu vystavena světlu, zejména silnému světlu, tj. všechny kroky by měly být prováděny pokud možno ve tmě a/nebo s použitím nádob odolných proti světlu.

#### Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení:

Složkou určující nebezpečnost je formamid.



#### Nebezpečí

H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H351	Podezření, že způsobuje rakovinu.
H360FD	Může poškodit plodnost. Může poškodit nenarozené dítě.
H373	Může způsobit poškození orgánů při dlouhodobé nebo opakované expozici.
P201	Před použitím si vyžádejte zvláštní pokyny.
P260	Nevdechujte prach/dým/plyn/hmlu/výpary/stříkance.
P280	Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranu očí/ochranu obličeje.
P305+P351+P338	<b>PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:</b> Opatrně několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li přítomny a lze-li to snadno provést. Pokračujte ve vyplachování.
P308+P313	Jste-li vystaveni nebo znepokojeni: Vyhledejte lékařskou pomoc/opatření.
P337+P313	Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

#### 7. Omezení

- Pro diagnostické použití *in vitro*.
- Pouze pro profesionální použití.
- Pouze pro neautomatizované použití.
- Klinická interpretace jakéhokoli pozitivního barvení nebo jeho nepřítomnosti musí být provedena v kontextu klinické anamnézy, morfologie, dalších histopatologických kritérií a také dalších diagnostických testů. Za znalost sond FISH, reagensí, diagnostických panelů a metod používaných k výrobě barveného preparátu odpovídá kvalifikovaný patolog/humánní genetik. Barvení musí být prováděno v certifikované licencované laboratoři pod dohledem patologa/humánního genetika, který je odpovědný za revizi obarvených preparátů a zajištění adekvátnosti pozitivních a negativních kontrol.
- Barvení vzorků, zejména intenzita signálu a barvení pozadí, závisí na manipulaci se vzorkem a jeho zpracování před barvením. Nesprávná fixace, zmrazení, rozmrazení, mytí, sušení, zahřívání, řezání nebo kontaminace jinými vzorky či tekutinami může vést k artefaktům nebo falešným výsledkům. Nekonzistentní výsledky mohou být důsledkem rozdílů v metodách fixace a vkládání, jakož i vrozených nepravidelností ve vzorku.
- Sonda by se měla používat pouze pro detekci lokusů popsanych v kapitole 3. "Dodávané reagencie".
- Výkon byl ověřen pomocí postupů popsanych v tomto návodu k použití. Úpravy těchto postupů mohou změnit výkon a musí být ověřeny uživatelem. Tento IVD je certifikován jako CE, pouze pokud je používán způsobem popsáním v tomto návodu k použití v rozsahu určeného použití.

## 8. Rušivé látky

Červené krvinky přítomné ve vzorku mohou vykazovat autofluorescenci, která brání rozpoznání signálu.

Následující fixativa jsou s FISH neslučitelná:

- Bouinovo fixační činidlo
- fixační prostředek B5
- Kyselé fixační prostředky (např. kyselina pikrová)
- Zenkerův fixativ
- Alkoholy (při samostatném použití)
- Chlorid rtuťnatý
- Formaldehydové/zinkové fixační činidlo
- Hollandův fixativ
- Formalin bez pufru

## 9. Příprava vzorků

Připravte vzorky podle návodu k použití soupravy [FlexISH-Tissue Implementation Kit](#).

## 10. Přípravné ošetření zařízení

Výrobek je připraven k použití. Není třeba rekonstituce, míchání ani ředění. Před použitím uveďte sondu na pokojovou teplotu (18-25 °C), chraňte před světlem. Před otevřením lahvičky promíchejte vortexováním a krátce roztočte.

## 11. Postup analýzy

### Předúprava vzorků

Provedte předběžnou úpravu vzorku (odparafinování, proteolýzu) podle návodu k použití soupravy [FlexISH-Tissue Implementation Kit](#).

### Denaturace a hybridizace

1. Na každý předem ošetřený vzorek napipetujte 10  $\mu$ l sondy.
2. Vzorky zakryjte krycím sklíčkem o rozměrech 22 x 22 mm (zamezte zachycení bublin) a krycí sklíčko utěsněte.

*K užšímu doporučení použít gumový cement (např. Fixogum).*

3. Umístěte sklíčka na horkou desku nebo hybridizátor a denaturujte vzorky po dobu 10 minut při teplotě 75 °C.
4. Provedte hybridizaci po dobu 2 h až 16 h (tj. přes noc) při 37 °C přenesením sklíček do hybridizátoru nebo do vlhké komory a hybridizační pece.

*Je důležité, aby vzorky během hybridizace nevyschly.*

### Po hybridizaci

Zpracování po hybridizaci (promytí, protibarvení, fluorescenční mikroskopie) proveďte podle návodu k použití soupravy [FlexISH-Tissue Implementation Kit](#).

## 12. Interpretace výsledků

Při použití příslušných sad filtrů se hybridizační signály sondy zobrazují zeleně (proximálně od oblasti zlomu ALK a ROS1), oranžově (distálně od oblastí zlomu ALK a ROS1) a modře (proximálně a distálně od oblastí zlomu ROS1).

**Normální situace:** V interfázích normálních buněk nebo buněk bez přestavby zahrnující oblast genu ALK nebo ROS1 se při použití vhodné sady dvoupásmových filtrů objeví čtyři zelené/oranžové signály fúze a při použití vhodné sady jednopásmových filtrů se objeví dva modré signály (viz obr. 2).

**Neobvyklá situace:** Jedna oblast genu ALK postižená translokací je označena jedním samostatným zeleným signálem a jedním samostatným oranžovým signálem, který není kolokabilní s modrými signály. Ztráta jednoho zeleného signálu, která vede k izolovanému oranžovému signálu, je důsledkem delece 5'-sekvencí ALK. Jedna oblast genu ROS1 ovlivněná translokací je označena jedním samostatným zeleným signálem a jedním

samostatným oranžovým signálem, z nichž každý se kolokuje s modrým signálem. Ztráta jednoho oranžového signálu, která vede k izolovanému zelenému signálu, který se kolokuje s modrým signálem, je výsledkem delece distálně od oblasti bodu zlomu ROS1 nebo v důsledku nevyvážené translokace postihující tuto chromozomální oblast (viz obr. 2).

*Překrývající se signály se mohou zobrazovat jako žluté signály.*

	Sada dvojitých pásmových filtrů zelené/oranžové barvy	Modrá sada jednopásmových filtrů	Sloučený obraz nebo sada tří pásmových filtrů
Normální buňky			
Přeuspořádání ALK			
Přeuspořádání ROS1			

Obr. 2: Očekávané výsledky u normálních a aberantních jader

Genomové aberace způsobené malými delecemi, duplikacemi nebo inverzemi mohou vést k nenápadným signálním vzorům. U některých abnormálních vzorků mohou být pozorovány jiné vzorce signálu, než jsou popsány výše. Tyto neočekávané vzorce signálu by měly být dále zkoumány.

### Upozornění:

- Vzhledem k dekonkondenzovanému chromatinu se jednotlivé signály FISH mohou jevit jako malé shluky signálů. Dva nebo tři signály stejné velikosti, které jsou od sebe vzdáleny  $\leq 1$  průměr signálu, by se tedy měly počítat jako jeden signál.
- Nehodnotte překrývající se jádra.
- Nepočítejte nadměrně strávená jádra (pozná se podle tmavých oblastí viditelných uvnitř jader).
- Nepočítejte jádra se silnou autofluorescencí, která brání rozpoznání signálu.
- Negativní nebo nespecifický výsledek může být způsoben více faktory (viz kapitola 16 "Řešení problémů").
- Pro správnou interpretaci výsledků musí uživatel tento výrobek před použitím v diagnostických postupech validovat v souladu s národními a/nebo mezinárodními pokyny.

## 13. Doporučené postupy kontroly kvality

Aby bylo možné sledovat správnou funkčnost zpracovávaných vzorků a testovacích činidel, měla by být každá analýza doplněna interními a externími kontrolami. Pokud interní a/nebo externí kontroly neprokáží odpovídající zbarvení, je třeba výsledky se vzorky pacientů považovat za neplatné.

**Vnitřní kontrola:** Neoplastické buňky ve vzorku, které ukazují normální vzor signálu, např. fibroblasty.

**Externí ovládání:** Ověřené pozitivní a negativní kontrolní vzorky.

## 14. Výkonnostní charakteristiky

### 14.1 Analytický výkon

Výkon byl hodnocen podle návodu k použití sady FlexISH-Tissue Implementation Kit.

<b>Analytická citlivost:</b>	100% (95% CI 98.5 – 100.0)
<b>Analytická specifčnost:</b>	100% (95% CI 97.0 – 100.0)

Byla testována denní reprodukovatelnost, při čemž se porovnávaly výsledky získané od jednoho zkoušejícího v 10 různých dnech a hodnotila se shoda.

	Procentuální shoda
negativní vzorek	100%
pozitivní vzorek	100%

Opakovatelnost byla testována porovnáním opakovaných výsledků získaných od jednoho zkoušejícího v 10 různých dnech a vyhodnocením shody.

	Procentuální shoda
negativní vzorek	100%
pozitivní vzorek	100%

### 14.2 Klinický výkon

<b>Diagnostická citlivost:</b>	100% (95% CI 87.7 - 100.0) vs ALK FISH 100% (95% CI 59.0 - 100.0) vs. ROS1 FISH
<b>Diagnostická specifčnost:</b>	100% (95% CI 87.7 - 100.0) vs. ALK FISH 100% (95% CI 59.0 - 100.0) vs. ROS1 FISH

## 15. Likvidace

Likvidace činidel musí být prováděna v souladu s místními předpisy.

## 16. Řešení problémů

Jakákoli odchylka od návodu k obsluze může vést k horším výsledkům barvení nebo k tomu, že barvení nebude vůbec provedeno. Další informace naleznete na [www.zytovision.com](http://www.zytovision.com).

### Slabý nebo žádný signál

Možná příčina	Akce
Vzorek nebyl řádně upevněn	Optimalizace doby fixace a fixačního prostředku
Nesprávně provedená proteolytická předúprava	Optimalizujte dobu inkubace pepsinu, v případě potřeby ji prodlužte nebo zkratíte.
Odpařování sondy	Při použití hybridizátoru je použití mokřích pruhů/nádrží naplněných vodou povinné. Při použití hybridizační pece je nutné použít vlhkou komoru. Kromě toho by měl být krycí list zcela uzavřen, např. pomocí Fixogumu, aby se zabránilo vysychání vzorku během hybridizace.
Použití nevhodných sad filtrů	Použijte sady filtrů vhodné pro fluochromy sondy. <i>Sady řípnásmových filtrů poskytují méně světla ve srovnání se sadami jednopásmových nebo dvoupásmových filtrů. V důsledku toho se signály při použití těchto sad řípnásmových filtrů mohou jevit slabší.</i>

### Křížové hybridizační signály; rušivé pozadí

Možná příčina	Akce
Nedokonalé odparafinování	Používejte čerstvé roztoky; zkontrolujte délku odparafinování
Příliš silná proteolytická předúprava	Zkrácení inkubační doby pepsinu

Sklička se před hybridizací ochladí na pokojovou teplotu.	Sklička rychle přeneste na teplotu 37 °C
---	--

### Zhoršená morfologie

Možná příčina	Akce
Vzorek nebyl řádně upevněn	Optimalizace doby fixace a fixačního prostředku
Nesprávně provedená proteolytická předúprava	Optimalizujte dobu inkubace pepsinu, v případě potřeby ji zkratíte.
Nedostatečné vysušení před aplikací sondy	Prodloužení sušení na vzduchu

### Překrývající se jádra

Možná příčina	Akce
Nevhodná tloušťka tkáňových řezů	Příprava řezů o velikosti 2-4 μm z mikrotomu

### Vzorek vyplave ze sklička

Možná příčina	Akce
Příliš silná proteolytická předúprava	Zkrácení inkubační doby pepsinu

### Slabá protibarva

Možná příčina	Akce
Nízkokonzentrováný roztok DAPI	Místo toho použijte <u>roztok DAPI/DuraTect-Solution (ultra)</u> (prod. č. MT-0008-0.8).
Příliš krátká doba inkubace DAPI	Úprava doby inkubace DAPI

## 17. Literatura

- Ginestet F, et al. (2018) *Clin Lung Cancer* 19: e647-e653.
- Kievits T, et al. (1990) *Cytogenet Cell Genet* 53: 134-6.
- Wilkinson DG: In Situ Hybridization, A Practical Approach, *Oxford University Press* (1992) ISBN 0 19 963327 4.

## 18. Revize

Revize	Popis změny
3.1.1	Změna notifikovaného subjektu 14. Výkonnostní charakteristiky přidat přenosnost



[www.zytovision.com](http://www.zytovision.com)

Nejnovější návod k použití a návod k použití v různých jazycích naleznete na adrese [www.zytovision.com](http://www.zytovision.com).

Naši odborníci jsou připraveni zodpovědět vaše dotazy.

Kontaktujte prosím [help@zytovision.com](mailto:help@zytovision.com)

Shrnutí bezpečnosti a výkonnosti naleznete na stránce [www.zytovision.com](http://www.zytovision.com).



ZytoVision GmbH  
Fischkai 1  
27572 Bremerhaven/ Německo  
Telefon: +49 471 4832-300  
Fax: +49 471 4832-509  
[www.zytovision.com](http://www.zytovision.com)  
E-mail: [info@zytovision.com](mailto:info@zytovision.com)

### Ochranné známky:

ZytoVision® a FlexISH® jsou ochranné známky společnosti ZytoVision GmbH.