



## ZytoDot 2C SPEC ERBB2/CEN 17 Probe Kit

**REF** C-3022-10  $\Sigma$  10

**REF** C-3022-40  $\Sigma$  40

Pour la détection qualitative des amplifications du gène ERBB2 humain et des satellites alpha du chromosome 17 par hybridation chromogénique *in situ* (CISH)

4250380N467W



Dispositif médical de diagnostic *in vitro*  
conformément à l'IVDR (UE) 2017/746

### 1. Utilisation prévue

Le ZytoDot 2C SPEC ERBB2/CEN 17 Probe Kit est destiné à la détection qualitative des amplifications impliquant le gène humain ERBB2 ainsi qu'à la détection des satellites alpha du chromosome 17 dans des échantillons fixés au formol et inclus en paraffine, tels que le cancer du sein, par hybridation chromogénique *in situ* (CISH).

Le produit est destiné à un usage professionnel uniquement. Tous les tests utilisant le produit doivent être réalisés dans un laboratoire d'anatomie pathologique certifié et agréé, sous la supervision d'un médecin pathologiste/généticien, par du personnel qualifié.

La sonde est destinée à être utilisée comme une aide au diagnostic différentiel du cancer du sein et des mesures thérapeutiques ne doivent pas être prises sur la base du seul résultat du test.

### 2. Principe du test

La technique d'hybridation chromogénique *in situ* (CISH) permet la détection et la visualisation de séquences d'acides nucléiques spécifiques dans des préparations cellulaires. Les fragments de nucléotides marqués par des haptènes, appelés sondes CISH, et leurs séquences cibles complémentaires dans les préparations sont codénaturés et ensuite hybridés pendant l'hybridation. Les fragments de sondes non spécifiques et non liés sont éliminés par des étapes de lavage stringent. La formation de duplex de la sonde marquée peut être visualisée en utilisant des anticorps primaires (non marqués), qui sont détectés par des anticorps secondaires polymérisés conjugués à une enzyme. La réaction enzymatique avec les substrats chromogènes conduit à la formation de précipités colorés. Après avoir contre-coloré le noyau avec un colorant nucléaire, les fragments de sonde hybridés sont visualisés au microscope optique.

### 3. Réactifs fournis

Le ZytoDot 2C SPEC ERBB2/CEN 17 Probe Kit est disponible en deux tailles et est composé de :

Code	Composant	Quantité		Contenant
		40	10	
PT2	<u>Heat Pretreatment Solution EDTA</u>	500 ml	150 ml	Flacon avec bouchon à visser (grand)
ES1	<u>Pepsin Solution</u>	4 ml	1 ml	Flacon compte-gouttes, bouchon blanc
PD12	<u>ZytoDot 2C SPEC ERBB2/CEN 17 Probe</u>	0.4 ml	0.1 ml	Récipient à réaction, couvercle brun
WB1	<u>Wash Buffer SSC</u>	560 ml	210 ml	Flacon avec bouchon à visser (grand)
WB5	<u>20x Wash Buffer TBS</u>	2x 50 ml	50 ml	Flacon avec bouchon à visser
AB14	<u>Anti-DIG/DNP-Mix</u>	4 ml	1 ml	Flacon compte-gouttes, bouchon jaune
AB13	<u>HRP/AP-Polymer-Mix</u>	4 ml	1 ml	Flacon compte-gouttes, bouchon bleu
SB6a	<u>AP-Red Solution A</u>	0.4 ml	0.1 ml	Flacon compte-gouttes, bouchon rouge (petit)
SB6b	<u>AP-Red Solution B</u>	15 ml	4 ml	Flacon compte-gouttes, bouchon rouge
SB7a	<u>HRP-Green Solution A</u>	0.8 ml	0.2 ml	Flacon compte-gouttes, bouchon vert (petit)
SB7b	<u>HRP-Green Solution B</u>	15 ml	4 ml	Flacon compte-gouttes, bouchon vert
CS2	<u>Nuclear Blue Solution</u>	20 ml	4 ml	Flacon avec bouchon à visser, noir
MT4	<u>Mounting Solution (alcoholic)</u>	4 ml	1 ml	Bouteille en verre, marron
	AP-Red reaction vessel	2	1	Tasse graduée, couvercle rouge
	HRP-Green reaction vessel	2	1	Tasse graduée, couvercle vert
	Mode d'emploi	1	1	

**C-3022-10 (10 tests):** Les composants **PD12**, **ES1**, **AB14**, **AB13**, **SB6a-b**, **SB7a-b**, **CS2**, et **MT4** suffisent pour 10 réactions. Le composant **PT2** suffit pour 2 cuves à coloration de 70 ml chacune. Le composant **WB1** suffit pour 3 cuves à coloration de 70 ml chacune. Le composant **WB5** suffit pour 14 cuves à coloration de 70 ml chacune.

**C-3022-40 (40 tests):** Les composants **PD12**, **ES1**, **AB14**, **AB13**, **SB6a-b**, **SB7a-b**, **CS2**, et **MT4** suffisent pour 40 réactions. Le composant **PT2** suffit pour 7 cuves à coloration de 70 ml chacune. Le composant **WB1** suffit pour 8 cuves à coloration de 70 ml chacune. Le composant **WB5** suffit pour 28 cuves à coloration de 70 ml chacune.

ZytoDot 2C SPEC ERBB2/CEN 17 Probe (PD12) est composé de :

- Polynucléotides marqués à la digoxigénine (~1,1 ng/μl), qui ciblent des séquences cartographiées en 17q12\* (chr17:37,725,661-37,973,541) hébergeant la région du gène ERBB2 (voir Fig. 1).
- Polynucléotides marqués au dinitrophényle (~1,1 ng/μl), qui ciblent des séquences cartographiées dans 17p11.1-q11.1 spécifiques de la région centromérique satellite alpha D17Z1 du chromosome 17 (voir Fig. 1).
- Tampon d'hybridation à base de formamide

\* selon Human Genome Assembly GRCh37/hg19




Fig. 1 : Carte de la sonde SPEC ERBB2 (pas à l'échelle)

#### 4. Matériel requis mais non fourni

- Échantillons de contrôle positifs et négatifs
- Lames pour microscope, chargées positivement
- Bain-marie (80°C, 98°C)
- Appareil à hybridation ou plaque chauffante
- Appareil à hybridation ou chambre humide
- Pipettes ajustable (10 µl, 1000 µl)
- Bocaux ou baignoires de coloration
- Minuteur
- Thermomètre calibré
- Ethanol ou alcool
- Xylène
- Méthanol 100%
- Peroxyde d'hydrogène (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) 30%
- Eau dionisée ou distillée
- Lamelles (22 mm x 22 mm, 24 mm x 32 mm)
- Ciment caoutchouc, par exemple, Fixogum Rubber Cement (Prod. No. E-4005-50/-125) ou similaire
- Microscope lumineux correctement entretenu (400-630x)

#### 5. Stockage et manipulation

Conserver entre 2 et 8 °C dans une position verticale. Remettre dans les conditions de stockage immédiatement après utilisation. Ne pas utiliser les réactifs après leur date de péremption indiquée sur l'étiquette. Le produit est stable jusqu'à sa date de péremption indiquée sur l'étiquette lorsqu'il est utilisé dans les bonnes conditions.

#### 6. Avertissements et précautions

- Lire les instructions avant utilisation !
- Ne pas utiliser les réactifs après la date de péremption.
- Ce produit contient des substances (en faibles concentrations et volumes) nocifs pour la santé et potentiellement infectieux. Éviter le contact direct avec ces réactifs. Prenez les mesures de protection appropriées (utilisez des gants jetables, des lunettes de protection et des vêtements de laboratoire) !
- Signaler tout incident grave survenu en rapport avec le produit au fabricant et à l'autorité compétente, conformément à la réglementation locale!
- Si les réactifs entrent en contact avec la peau, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau.
- Une fiche signalétique de sécurité à l'usage de l'utilisateur professionnel est disponible sur demande.
- Ne pas réutiliser les réactifs, sauf si la réutilisation est explicitement autorisée!
- Éviter la contamination croisée des échantillons car cela peut entraîner des résultats erronés.
- Les spécimens ne doivent pas être laissés sécher pendant les étapes d'hybridation et de lavage.

#### Étiquetage particulier de ES1:

EUH208	Contient pepsine A. Peut produire une réaction allergique.
EUH210	Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

#### Mentions de danger et conseils de prudence pour SB6a:

H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
P273	Éviter le rejet dans l'environnement.

#### Mentions de danger et conseils de prudence pour AB13, AB14, PT2, SB7b, WB1 et WB5 :

Le composant dangereux déterminant est un mélange de 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazoline-3-one [EC n° 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [EC n° 220-239-6] (3:1).



#### Avertissement

H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
P261	Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P272	Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P302+P352	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.
P333+P313	En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
P362+P364	Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

#### Mentions de danger et conseils de prudence pour SB7a :

Les composants déterminants pour le danger sont le méthanol et une solution de peroxyde d'hydrogène à 30 %.



#### Danger

H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H301+H311 +H331	Toxique par ingestion, par contact cutané ou par inhalation.
H370	Risque avéré d'effets graves pour les organes.
P210	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P233	Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P260	Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P308+P311	EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
P403+P235	Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

#### Mentions de danger et conseils de prudence pour CS2:

Le composant dangereux déterminant est éthylène-glycol.



#### Avertissement

H373	Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
P260	Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
P314	Consulter un médecin en cas de malaise.

## Mentions de danger et conseils de prudence pour PD12 :

Le composant dangereux déterminant est le formol.



### Danger

H351	Susceptible de provoquer le cancer.
H360FD	Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus.
H373	Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
P201	Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.
P202	Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
P260	Ne pas respirer les poussières/ fumées/gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols.
P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P308+P313	EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée : consulter un médecin.
P405	Garder sous clef.

## Mentions de danger et conseils de prudence pour MT4:

Le composant dangereux déterminant est xylène.



### Avertissement

H226	Liquide et vapeurs inflammables.
H312+H332	Nocif en cas de contact cutané ou d'inhalation.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H335	Peut irriter les voies respiratoires.
H373	Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
P210	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P260	Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P305+P351+P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P337+P313	Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.
P403+P235	Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
EUH208	Contient méthacrylate de méthyle. Peut produire une réaction allergique.

## 7. Restrictions

- Destiné à une utilisation en diagnostic *in vitro*.
- Destiné à un usage professionnel uniquement.
- Pour une utilisation non automatisée uniquement.
- L'interprétation clinique de toute coloration positive, ou de son absence, doit être faite dans le contexte de l'histoire clinique, de la morphologie, des autres critères histopathologiques ainsi que des autres tests diagnostiques. Il est de la responsabilité d'un médecin pathologiste/généticien qualifié de se familiariser avec les sondes CISH, les réactifs, les panels de diagnostic et les méthodes utilisées pour produire la préparation colorée. La coloration doit être effectuée dans un laboratoire certifié et autorisé sous la supervision d'un pathologiste/généticien humain qui est responsable de

l'interprétation des lames colorées et de vérifier l'adéquation des contrôles positifs et négatifs.

- La coloration de l'échantillon, en particulier l'intensité du signal et le bruit de fond, dépend de la manipulation et de la préparation de l'échantillon avant marquage. Une mauvaise fixation, congélation, décongélation, un mauvais lavage, séchage, chauffage, de mauvaises coupes, ou une contamination avec d'autres échantillons ou fluides peut produire des artefacts et de faux résultats. Des résultats incohérents peuvent résulter des variations des méthodes de fixation et d'inclusion, ainsi que des irrégularités inhérentes à l'échantillon.
- La sonde doit être utilisée uniquement pour la détection du locus décrit au paragraphe 3. « Réactifs fournis ».
- Les performances ont été validées en utilisant les procédures décrites dans ce mode d'emploi. Des modifications de ces procédures peuvent altérer les performances et doivent être validées par l'utilisateur. Ce produit IVD n'est certifié CE que lorsqu'il est utilisé comme décrit dans ce mode d'emploi, dans le cadre de l'utilisation prévue.

## 8. Substances interférentes

Les fixateurs suivants sont incompatibles avec la ISH :

- Fixateur de Bouin
- Fixateur B5
- Fixateurs acides (par exemple l'acide picrique)
- Fixateur de Zenker
- Alcools (lorsqu'ils sont utilisés seuls)
- Chlorure de mercure
- Fixateur formaldéhyde/zinc
- Fixateur de Hollande
- Formol non tamponné

## 9. Préparation des échantillons

Recommandations:

- Évitez la contamination croisée des échantillons à toutes les étapes de la préparation, car elle peut entraîner des résultats erronés.
- Fixation dans du formol à 10% tamponné de manière neutre pendant 24 h à température ambiante (18-25°C).
- Taille de l'échantillon  $\leq 0.5 \text{ cm}^3$ .
- Utiliser de la paraffine de qualité supérieure.
- L'enrobage doit être effectué à des températures inférieures à 65°C.
- Préparer des sections au microtome de 3 à 5  $\mu\text{m}$ .
- Utilisez des lames de microscope à charge positive.
- Fixer les coupes de tissu pendant 2 à 16 h à 50-60°C.

## 10. Traitement préparatoire du produit

Le tampon de lavage 20x Wash Buffer TBS (WB5) doit être préparé conformément aux instructions du point 11. « Procédure d'essai ». Tous les autres réactifs du kit sont prêts à l'emploi. Aucune reconstitution, mélange ou dilution n'est nécessaire. Amener la sonde à température ambiante (RT) et mélanger brièvement avant utilisation.

## 11. Protocole

### 1.1 Premier jour

#### Étapes préparatoires

1. Préparer une série d'éthanol (solutions d'éthanol à 70 %, 90 % et 100 %) : Diluer l'éthanol à 100 % avec de l'eau déionisée ou distillée. Ces solutions peuvent être stockées dans des récipients appropriés et peuvent être réutilisées.
2. Heat Pretreatment Solution EDTA (PT2): chauffer à 98°C dans un bocal de coloration couvert.
3. Préparation de 3 % d'H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> : Diluer 1 partie de 30 % d' H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> dans 9 parties de 100 % de méthanol..
4. Sonde CISH ZytoDot 2C : Amener à température ambiante (18-25°C, RT) avant utilisation.

#### Pre-treatment (dewax/proteolysis)

1. Incuber les lames pendant 10 minutes à 70°C (par exemple sur une plaque chauffante).
2. Incuber les lames pendant 2x 5 min dans du xylène.

3. Incuber les lames pendant 3x 3 min dans de l'éthanol à 100 %.
4. Incuber les lames pendant 5 min dans de l' H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> à 3 %.
5. Laver les lames pendant 2x 1 min dans de l'eau déionisée ou distillée.
6. Incuber pendant 15 min dans une solution de Heat Pretreatment Solution EDTA (PT2) à 98°C.

*Utiliser huit lames par bocal de coloration (ajouter des lames factices si nécessaire).*

7. Transférer immédiatement les lames dans de l'eau déionisée ou distillée et laver pendant 2x 2 min.
8. Appliquer (goutte à goutte) la Pepsin Solution (ES1) à l'échantillon et incubé pendant 5-15 min à 37°C dans une chambre humide.

*ES1 peut former des précipités qui n'affectent pas la qualité du produit.*

*En règle générale, nous recommandons de déterminer le moment optimal pour la protéolyse lors des pré-tests.*

9. Immerger les lames dans de l'eau déionisée ou distillée.
10. Déshydratation dans : 70 %, 90 % et 100 % d'éthanol, pendant 1 minute chacun.
11. Séchage à l'air des coupes.

*Note : Veiller à sécher complètement les sections avant l'application de la sonde.*

#### Dénaturation et hybridation

1. Pipeter 10 µl de la sonde sur chaque spécimen prétraité.
2. Recouvrir les spécimens d'une lamelle de 22 mm x 22 mm (éviter de piéger des bulles) et sceller la lamelle.

*Nous recommandons d'utiliser du ciment caoutchouc (par exemple, Fixogum) pour l'étanchéité.*

3. Placer les lames sur une plaque chauffante ou un hybrideur et dénaturer les spécimens pendant 5 min à 79°C
4. Transférer les lames dans une chambre humide et les hybrider pendant la nuit à 37°C (par exemple, dans un four d'hybridation)

*Il est essentiel que les spécimens ne se dessèchent pas pendant l'étape d'hybridation.*

## 1.2 Deuxième jour

### Étapes préparatoires

1. Wash Buffer SSC (WB1) : Pour un lavage rigoureux, chauffer à 80°C dans un bocal à coloration couvert. **WB1** peut former des précipités à 2-8°C, qui n'affectent pas la qualité et doivent se dissoudre lorsqu'ils sont chauffés.
2. Préparation de 1x tampon de lavage TBS : Diluer 1 partie de 20x Wash Buffer TBS (WB5) dans 19 parties d'eau déionisée ou distillée.

*Le tampon de lavage TBS 1x dilué est stable pendant une semaine lorsqu'il est conservé à 2-8°C*

3. Anti-DIG/DNP-Mix (AB14), HRP/AP-Polymer-Mix (AB13), AP-Red Solution A (SB6a), AP-Red Solution B (SB6b), HRP-Green Solution A (SB7a), HRP-Green Solution B (SB7b), Nuclear Blue Solution (CS2), Mounting Solution (alcoholic) (MT4): Amener à température ambiante avant utilisation.

*Les composants **SB7a** et **SB7b** peuvent former des précipités, qui n'affectent pas la qualité de la coloration.*

### Post-hybridation et détection

1. Enlevez soigneusement le ciment ou la colle à base de caoutchouc.
2. Enlever la lamelle de couverture en immergeant les lames dans le Wash Buffer SSC (WB1) à température ambiante pendant 5 min.

*Le **WB1** peut être réutilisé une fois. Conserver à 2-8°C pendant une semaine au maximum.*

3. Laver les lames pendant 5 min dans le Wash Buffer SSC (WB1) à 80°C.

*Utiliser huit lames par bocal de coloration (ajouter des lames factices si nécessaire).*

4. Laver les lames pendant 2x 1 min dans de l'eau déionisée ou distillée.
5. Immerger les lames dans 1x Wash Buffer TBS.
6. Appliquer un mélange Anti-DIG/DNP-Mix (AB14) (1-2 gouttes par lame) sur les lames et incubé pendant 15 min à 37°C dans une chambre humide..
7. Laver les lames 3x 1 min dans 1x Wash Buffer TBS.

8. Appliquer le HRP/AP-Polymer-Mix (AB13) (1-2 gouttes par lame) sur les lames et incubé pendant 15 min à 37°C dans une chambre humide..
9. Laver les lames 3x 1 min dans 1x tampon de lavage TBS.
10. Préparer la solution AP-Red (solution de travail) : remplir 1 ml de AP-Red Solution B (**SB6b**) dans une tasse graduée et ajouter une goutte (30 µl) de AP-Red Solution A (**SB6a**). Bien mélanger.
11. Appliquer la AP-Red Solution (1-2 gouttes par lame) sur les lames et incubé pendant 10 min à température ambiante.
12. Pendant l'incubation, préparer la HRP-Green Solution (solution de travail) : remplir 1 ml de HRP-Green Solution B (SB7b) dans une tasse graduée et ajouter deux gouttes (2x 20 µl) de HRP-Green Solution A (SB7a). Bien mélanger.
13. Laver les lames pendant 2 min dans de l'eau déionisée ou distillée.
14. Appliquer la HRP-Green Solution goutte à goutte (1-2 gouttes par lame) sur les lames et incubé pendant 10 min à température ambiante.
15. Laver les lames pendant 2 minutes dans de l'eau déionisée ou distillée.
16. Contre-colorer les échantillons pendant 2 min avec la Nuclear Blue Solution (CS2).
17. Transférer les lames dans un bocal de coloration et les laver pendant 2 min sous l'eau froide du robinet.
18. Déshydrater 3x 30 s dans de l'éthanol à 100 % (utiliser de l'éthanol très pur).
19. Incuber les lames pendant 2x 30 s dans du xylène (utiliser du xylène très pur).

*Ne pas prolonger ou raccourcir le temps d'incubation car cela pourrait entraîner une perte de signaux !*

20. En évitant d'emprisonner des bulles, recouvrez les échantillons d'une lamelle (22 mm x 22 mm ; 24 mm x 32 mm) en utilisant une Mounting Solution (alcoholic) (MT4). Attendez 20 à 30 minutes pour que la lamelle soit immobilisée.

*L'utilisation d'une pointe de pipette coupée pour augmenter la taille de l'ouverture peut faciliter le processus de pipetage.*

21. Évaluez les échantillons colorés en utilisant la microscopie optique..

## 12. Interprétation des résultats

En utilisant le kit ZytoDot 2C CISH Implementation Kit, les signaux d'hybridation des polynucléotides marqués à la digoxigénine apparaissent sous forme de points distincts de couleur vert foncé (région du gène ERBB2), et les polynucléotides marqués à la dinitrophényle apparaissent sous forme de points distincts de couleur rouge vif (CEN 17).

**Situation normale** : Dans les interphases de cellules normales ou de cellules sans amplification impliquant la région du gène ERBB2, deux signaux distincts en forme de points verts et deux signaux distincts en forme de points rouges apparaissent (Voir figure 2).

**Situation aberrante** : Dans les cellules présentant une amplification de la région du gène ERBB2, on observe un nombre accru de signaux verts ou de grappes de signaux verts (Voir figure 2).

Les signaux qui se chevauchent peuvent apparaître comme des signaux bruns.




Fig. 2: Résultats attendus dans les noyaux en interphase normaux et présentant une aberration

D'autres modèles de signaux que ceux décrits ci-dessus peuvent être observés dans certains échantillons anormaux. Ces signaux inattendus doivent être examinés de manière plus approfondie.

#### Veuillez noter :

- En raison de la chromatine décondensée, les signaux CISH individuels peuvent apparaître sous forme de petits groupes de signaux. Ainsi, deux ou trois signaux de même taille, séparés par une distance  $\leq 1$  diamètre de signal, doivent être comptés comme un seul signal.
- Avant le dénombrement des signaux, l'échantillon doit être scanné pour détecter toute hétérogénéité intratumorale éventuelle à un grossissement de 100 à 200 fois.
- La visualisation des signaux doit être effectuée avec un grossissement d'au moins 400 fois, afin que les signaux soient facilement visibles. Un grossissement de 630 fois est recommandé pour les sondes détectant des cassures chromosomiques. N'utilisez pas de lentilles à filtre améliorant le contraste, car cela pourrait déformer la couleur du signal. Pour obtenir des signaux de couleurs vives, ouvrez le diaphragme d'ouverture. Veuillez à faire la mise au point de haut en bas lorsque vous évaluez un noyau, car les signaux rouge et vert peuvent être superposés..
- Ne pas évaluer les zones de nécrose, les noyaux chevauchants, les noyaux surdigérés et les noyaux à faible intensité de signal.
- En raison de la mitose, des signaux supplémentaires peuvent être visibles même dans un faible pourcentage de cellules non néoplasiques. Parfois, des noyaux avec des signaux manquants peuvent être observés dans des spécimens enrobés de paraffine en raison d'artefacts de coupe.
- Un résultat négatif ou non spécifique peut être causé par de multiples facteurs (voir chapitre 16. "Assistance").
- Afin d'interpréter correctement les résultats, l'utilisateur doit valider ce produit avant de l'utiliser dans des procédures de diagnostic conformément aux directives nationales et/ou internationales.

### 13. Procédures de contrôle qualité recommandées

Afin de surveiller les performances correctes des spécimens traités et des réactifs d'essai, chaque dosage doit être accompagné de contrôles internes et externes. Si les contrôles internes et / ou externes n'indiquent pas une coloration appropriée, les résultats avec les échantillons de patients doivent être considérés comme invalides.

**Contrôle interne :** Cellules non néoplasiques dans l'échantillon qui présentent un motif de signal normal, par exemple des fibroblastes.

**Contrôle externe :** Echantillons contrôles négatifs et positifs validés.

### 14. Caractéristiques de performances

#### 14.1 Performance analytique

La performance de la sonde a été déterminée par comparaison avec la sonde FISH correspondante approuvée par le DIV.

<b>Sensibilité analytique:</b>	100% (95% CI 98.5 – 100.0)
<b>Spécificité analytique:</b>	100% (95% CI 97.0 – 100.0)

#### 14.2 Performance clinique

<b>Sensibilité diagnostique:</b>	91% (95% CI 86.0 – 95.0) sur la base d'un modèle à deux variables
<b>Spécificité diagnostique:</b>	97% (95% CI 93.0 – 99.0) based on a bivariate mode sur la base d'un modèle à deux variables I

### 15. Elimination

L'élimination des réactifs doit être effectuée conformément à la réglementation locale.

### 16. Assistance

Tout écart par rapport au mode d'emploi peut conduire à des résultats de coloration inférieurs ou à aucune coloration du tout. Veuillez consulter le site [www.zytovision.com](http://www.zytovision.com) pour plus d'informations.

#### Faible signal ou aucun signal

Cause possible	Action
Le prétraitement protéolytique n'est pas effectué correctement	Optimiser le temps d'incubation de la pepsine, l'augmenter ou le diminuer si nécessaire
Evaporation de la sonde	Lors de l'utilisation d'un système d'hybridation, l'utilisation des bandes humides/réservoirs remplis d'eau est obligatoire. Lors de l'utilisation d'un four à hybridation, il faut utiliser une chambre humide. En outre, la lamelle doit être complètement scellée, par exemple avec du Fixogum, afin d'empêcher le séchage de l'échantillon lors de l'hybridation
Temps de contre coloration trop long	Évitez la contre-coloration sombre, car elle peut masquer les signaux de coloration positive
Le bleuissement de la contre-coloration n'a pas été effectué correctement	Utilisez l'eau courante froide du robinet ; n'utilisez pas d'eau chaude ou tiède, ni de réactifs

#### Des signaux trop forts

Cause possible	Action
Prétraitement protéolytique effectué trop longtemps	Optimiser le temps d'incubation de la pepsine, l'augmenter ou le diminuer si nécessaire
La durée d'incubation de AP-Red Solution n'est pas correcte	Si nécessaire, la durée d'incubation peut être réduite à 5 min. Ne pas chauffer la solution de substrat à plus de 25°C ; incubé uniquement à température ambiante
Le temps d'incubation de HRP-Green solution n'est pas correct	Si nécessaire, la durée d'incubation peut être réduite à 7 min. Ne pas chauffer la solution de substrat à plus de 25°C ; incubé uniquement à température ambiante

#### Seuls les signaux rouges sont trop faibles

Cause possible	Action
AP-Red Solution a été exposée à une forte lumière directe	Préparer et utiliser AP-Red Solution à l'abri d'une forte lumière directe
AP-Red Solution a été préparée trop tôt	Préparer avant l'utilisation immédiate
La durée d'incubation de AP-Red Solution n'est pas correcte	Si nécessaire, la durée d'incubation peut être prolongée jusqu'à 15 min
Préparation insuffisante du substrat chromogène	Ne pas augmenter le volume de la solution A

